





Urinal men

DE: Urinal - Männer / ES: Orinal - masculino / FR: Urinal - homme / IT: Orinale - maschile / NL: Urinaal - man



EN User manual **Urinal** men

Be sure to read all information and directions before use! Keep this manual for future use.

Use: If you need to urinate, hold the urinal in one hand and place your penis in the urinal with your other hand. Try to lead the penis as far as possible into the urinal in order to decrease the chance of spilling.

Sitting or lying down: An advantage of this male urinal is that you do not need to stand up in order to use it. You can use it while lying in bed or on the couch. Of course, you can also use it while sitting upright. This makes the urinal a convenient tool if you have trouble standing up.

Closing: The urinal can be closed with a lid. Keep the lid closed before and after use in order to prevent odours and spilling. The lid is made of sturdy plastic.

Maintenance: Always thoroughly rinse out the urinal with hot water and use an all-purpose cleaner to clean the urinal. With the Vitality urinal brush you can clean the product even more easily and thoroughly. Safe manual cleaning up to 50 °C

Place the urinal in a convenient spot next to your bed. Special urinal holders are also available.

DE Bedienungsanleitung für das **Urinal** Männer

Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt alle Informationen und Anweisungen! Bewahren Sie dieses Handbuch für den späteren Gebrauch auf.

Bei Verwendung: Wenn Sie urinieren müssen, nehmen Sie die Urinflasche in die Hand, während Sie mit Ihrer anderen Hand den Penis in die Urinflasche legen. Versuchen Sie, den Penis so weit wie möglich in die Flasche zu schieben, damit nichts an der Flasche entlang tropft.

Im Sitzen oder Liegen: Ein Vorteil dieser Flasche für Männer ist, dass Sie nicht unbedingt aufstehen müssen, um sie zu verwenden. Sie können die Urinflasche liegend im Bett oder auf dem Sofa verwenden. Natürlich können Sie auch aufrecht sitzen, um die Flasche zu verwenden. Die Urinflasche ist also ein praktisches Hilfsmittel, wenn Sie Schwierigkeiten haben, aufzustehen.

Verschließen: Die Flasche kann mit einem Deckel verschlossen werden. Lassen Sie den Deckel vor und nach dem Gebrauch auf der Flasche, um Gerüche und Flecken vorzubeugen. Der Deckel wurde aus einem robusten Kunststoff hergestellt.

Pflege: Spülen Sie die Flasche nach dem Gebrauch immer gut mit heißem Wasser aus und verwenden Sie Allzweckreiniger, um die Flasche zu reinigen. Mit der speziellen Vitality-Bürste können Sie das Produkt noch einfacher und besser reinigen. Manuelle Reinigung sicher bis zu 50 Grad

Stellen Sie die Urinflasche an einem praktischen Ort neben Ihrem Bett. Spezielle Flaschen-Halterungen sind verfügbar.

ES Manual del usuario del **Orinal** masculino

Asegúrese de leer la información y las instrucciones antes de usar el producto. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Uso: Si necesita orinar, sostenga el orinal con una mano mientras con la otra introduce el pene en el mismo. Intente introducir el pene lo máximo posible en el orinal para evitar el riesgo de derrame.

Sentado o echado: Una de las ventajas de este orinal para hombres es que no es necesario estar de pie para utilizarlo. Puede usarlo echado en la cama o sentado. Lógicamente, también puede sentarse erguido para utilizar el orinal. Esto lo convierte en un recurso práctico si le cuesta levantarse.

Cierre: el orinal se puede cerrar con una tapa. Mantenga la tapa cerrada mientras no esté utilizando el orinal para evitar olores y derrames. La tapa está fabricada de plástico duro.

Mantenimiento: después de cada uso, enjuague bien el recipiente con agua caliente y un detergente de uso general. Puede limpiar el orinal de una manera aún más sencilla y profunda con el cepillo Vitality. Limpieza manual segura hasta 50 °C.

Coloque el orinal en un lugar a mano junto a la cama. Hay disponibles soportes de orinal especiales.

FR Manuel de l'utilisateur **Urinal** homme

Veillez à lire toutes les informations et instructions avant l'utilisation ! Gardez ce manuel pour vous y référer par la suite.

Utilisation : si vous devez uriner, prenez l'urinal dans votre main tout en plaçant le pénis dans l'urinal avec votre autre main. Essayez de faire glisser le pénis le plus loin possible dans l'urinal pour réduire le risque de se salir.

Assis ou couché : Un avantage de cet urinal pour homme est que vous n'avez pas besoin de vous lever pour l'utiliser. Vous pouvez utiliser l'urinal au lit ou sur le canapé. Bien sûr, vous pouvez également vous asseoir droit pour utiliser l'urinal. C'est pourquoi l'urinal est un accessoire utile si vous avez du mal à vous lever.

Fermeture : l'urinal peut être fermé avec un couvercle. Gardez le couvercle fermé avant et après utilisation pour éviter les odeurs et les déversements. Le couvercle est en plastique robuste.

Entretien : rincez toujours l'urinal à l'eau chaude après utilisation et utilisez un nettoyant tout usage pour le nettoyer. Avec la brosse à urinal Vitality, le produit est encore plus facile à nettoyer rigoureusement. Nettoyage manuel sûr jusqu'à 50 °C

Assurez-vous de placer l'urinal à côté du lit. Des supports d'urinal spéciaux sont disponibles.

IT Manuale utentel **Orinale** maschile

Assicurati di leggere tutte le informazioni e le istruzioni prima dell'uso. Conserva questo manuale per uso futuro.

Uso: in caso di necessità, prendere l'orinatoio con una mano e con l'altra posizionare il pene al suo interno. Cercare di introdurre il pene all'interno dell'orinatoio il più possibile, per ridurre il rischio di perdite.

Da seduti o sdraiati: Un vantaggio di questo orinatoio da uomo è che, per utilizzarlo, non è necessario alzarsi. È possibile utilizzare l'orinatoio da sdraiati sul letto o sul divano. Naturalmente, è possibile utilizzare l'orinatoio anche da seduti. Ciò rende questo orinatoio un comodo ausilio in caso di difficoltà a mantenersi in piedi.

Chiusura: l'orinatoio è richiudibile mediante un coperchio. Mantenere chiuso il coperchio, prima e dopo l'uso, per evitare cattivi odori e perdite. Il coperchio è realizzato in materiale plastico resistente.

Cura e pulizia: dopo l'uso, sciagquare sempre l'orinatoio con acqua calda e per pulirlo utilizzare un detergente generico. Grazie alla spazzola Vitality, la pulizia del prodotto risulta ancora più comoda e approfondita. Pulizia manuale sicura fino a 50°C

Assicurarsi di posizionare l'orinatoio vicino al letto, in un luogo facile da raggiungere. Sono disponibili speciali supporti porta-orinatoio.

NL Handleiding **Urinaal** man

Lees alle informatie en aanwijzingen goed door voor gebruik! Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

In gebruik: Als u moet urineren, neemt u het urinaal in de hand terwijl u met uw andere hand de penis in het urinaal plaatst. Probeer de penis zo ver mogelijk in het urinaal te schuiven zodat de kans op knoeien verkleind wordt

Zittend of liggend: Een voordeel van deze plasfles voor mannen is dat u niet op hoeft te staan om hem te gebruiken. U kunt liggend in bed of op de bank de urinefles gebruiken. Natuurlijk kunt u ook rechtop zitten om de plasfles te gebruiken. Dit maakt het urinaal een handig hulpmiddel als u lastig op kunt staan.

Afsluiten: Het urinaal is afsluitbaar met een deksel. Houdt de deksel voor en na gebruik gesloten om geurtjes en knoeien te voorkomen. De deksel is van stevig kunststof gemaakt.

Onderhoud: Spoel de plasfles na gebruik altijd goed uit met heet water en gebruik allesreiniger om de plasfles te reinigen. Met de Vitality urinaalborstel is het product nog makkelijker en grondiger te reinigen. Handmatige reiniging veilig tot 50°C.

Zorg dat u het urinaal op een handige plek plaatst naast het bed. Speciale urinaalhouders zijn verkrijgbaar.

MIXED.Industries B.V.
Lovense Kanalidijk 45-4,
5013 BJ Tilburg, The Netherlands

Do you have any questions?
Call us + 31 13 544 61 24.
You can reach us on weekdays
from 8:30 until 17:00 (GMT + 1)

For more information,
visit vitality.com

Made in China

MIXED.Industries B.V.
Lovense Kanalidijk 45-4,
5013 BJ Tilburg, Nederland

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns
an unter + 31 13 544 61 24.
Sie erreichen uns unter der Woche
von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr (UTC+1)

Weitere Informationen finden
Sie auf vitality.com

Hergestellt in China

MIXED.Industries B.V.
Lovense Kanalidijk 45-4,
5013 BJ Tilburg, Pays-Bas

Vous avez des questions ?
Appeliez-nous au + 31 13 544 61 24.
Nous sommes joignables tous les jours
ouvrables de 8 h 30 à 17 h 00 (GMT + 1)

Pour de plus amples informations,
consultez vitality.com

Fabriqué en Chine

MIXED.Industries B.V.
Lovense Kanalidijk 45-4,
5013 BJ Tilburg, Paesi Bassi

¿Tiene alguna pregunta?
Llámenos al número de teléfono
+ 31 13 544 61 24.
Puede contactarnos en días
laborables de 8:30 a 17:00 (GMT + 1)

Para obtener más información,
visite vitality.com

Fabricado en China

MIXED.Industries B.V.
Lovense Kanalidijk 45-4,
5013 BJ Tilburg, Nederland

Hal delle domande?
Chiamaci + 31 13 544 61 24
Puoi contattarci nei giorni feriali
dalle 8:30 alle 17:00 (GMT + 1)

Per ulteriori informazioni,
visita vitality.com

Prodotto in Cina

MIXED.Industries B.V.
Lovense Kanalidijk 45-4,
5013 BJ Tilburg, Nederland

Heeft u nog vragen?
Bel ons + 31 13 544 61 24
U kunt ons bereiken op werkdagen
van 8:30 tot 17:00 (GMT + 1)

Ga naar vitality.com voor meer
informatie

Gemaakt in China