

## Manueller: Gehstock Quadro

|   |   |
|---|---|
| <b>DE:</b> Gehstock Quadro                    | <b>LV:</b> Pastaigu nūja – Quadro           |
| <b>DK:</b> Spadserestok – Quadro              | <b>NL:</b> Wandelstok Quadro                |
| <b>EE:</b> Jalutuskepp – Quadro               | <b>NO:</b> Spaserstokk – Quadro             |
| <b>EN:</b> Walking cane - Quadro              | <b>PT:</b> Bengala - Quadro                 |
| <b>ES:</b> Bastón Quadro                      | <b>RU:</b> Трость для ходьбы четырехопорная |
| <b>FI:</b> Kävelykeppi – Quadro               | <b>SE:</b> Promenadkäpp – Quadro            |
| <b>FR:</b> Canne de marche Quadro             | <b>SI:</b> Quadro sprehajalna palica        |
| <b>IT:</b> Bastone Quadro                     |   |
| <b>LT:</b> Vaikščiojimo lazda keturkoju stovu |   |

**Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt alle Informationen und Anweisungen! Bewahren Sie dieses Handbuch für die zukünftige Verwendung auf.**

### SICHERHEITSÜBERSICHT

Diese Anweisungen müssen befolgt werden, um den sicheren Betrieb des Gehstock Quadro zu gewährleisten.

### WARNUNGEN

Installieren oder verwenden Sie dieses Gerät **NICHT**, ohne zuerst diese Anweisungen gelesen und verstanden zu haben.

**Untersuchen** Sie die Gummispitze auf Verschleiß und Risse. Ersetzen Sie die Gummispitze sofort, wenn einer dieser Zustände vorliegt.

Eine Person mit einem Gewicht von bis zu 113 kg kann den Gehstock - Quadro als Gehhilfe verwenden. Gehstöcke sollen Unterstützung, erhöhte Stabilität und Hilfestellung bieten. Die Stöcke sind **NICHT** dazu bestimmt, das gesamte Gewicht einer Person zu tragen.

Stellen Sie sicher, dass der Druckknopf vollständig aus dem Einstelloch des Gehstocks herausragt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Stock sicher an Ort und Stelle arretiert wird.

Stellen Sie vor der Verwendung des Gehstocks sicher, dass er **sicher eingerastet** ist, da es sonst zu einem Sturz kommen kann, der zu Verletzungen und/oder Schäden am Gehstock führen kann.

### 1. EINSTELLEN

- Lösen Sie den Verriegelungsknopf.
- Drücken Sie den Druckknopf und ziehen Sie den Griff bis zum Druckknopf rastet in das nächste Höhenverstellloch des Gehstocks ein. **HINWEIS:** Beim Schließen des Druckknopfes ist ein hörbares „KLICKEN“ zu hören sicher durch das Einstelloch ragt.
- Wenn der Stockgriff fest in der gewünschten Höhe positioniert ist und der Druckknopf ragt durch das Höheneinstelloch hervor. Drehen Sie den Verriegelungsknopf im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern.

### 2. RICHTIGE STOCKHÖHE

Stellen Sie für eine bequemere Passform sicher, dass die Schuhhöhe dem am häufigsten getragenen Schuhstil entspricht, wenn Sie den Gehstock verwenden.

- Stehen Sie möglichst gerade auf einer festen, ebenen Fläche, und lassen Sie Ihren Arm ganz natürlich an Ihrer Seite herunterhängen.
- Stellen Sie den Gehstock so ein, dass die Oberseite des Griffs den berührt Innenseite des Handgelenks, wo es auf die Handfläche trifft.

### 3. WARTUNG & PFLEGE

- Stellen Sie sicher, dass sich der Druckknopf löst und wieder richtig einrastet.
- Stockspitzen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen.
- Ersetzen Sie sofort defekte, beschädigte oder abgenutzte Teile.

Gewichtskapazität 113 KG

**Wenden Sie sich immer an Ihren Arzt oder Therapeuten, um die richtige Einstellung und Verwendung zu bestimmen.**

Weitere Sprachen und Produktinformationen finden Sie unter [www.vitality.com](http://www.vitality.com)

## Manueller: Gehstock Quadro

|   |   |
|---|---|
| <b>DE:</b> Gehstock Quadro                    | <b>LV:</b> Pastaigu nūja – Quadro           |
| <b>DK:</b> Spadserestok – Quadro              | <b>NL:</b> Wandelstok Quadro                |
| <b>EE:</b> Jalutuskepp – Quadro               | <b>NO:</b> Spaserstokk – Quadro             |
| <b>EN:</b> Walking cane - Quadro              | <b>PT:</b> Bengala - Quadro                 |
| <b>ES:</b> Bastón Quadro                      | <b>RU:</b> Трость для ходьбы четырехопорная |
| <b>FI:</b> Kävelykeppi – Quadro               | <b>SE:</b> Promenadkäpp – Quadro            |
| <b>FR:</b> Canne de marche Quadro             | <b>SI:</b> Quadro sprehajalna palica        |
| <b>IT:</b> Bastone Quadro                     |   |
| <b>LT:</b> Vaikščiojimo lazda keturkoju stovu |   |

**Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt alle Informationen und Anweisungen! Bewahren Sie dieses Handbuch für die zukünftige Verwendung auf.**

### SICHERHEITSÜBERSICHT

Diese Anweisungen müssen befolgt werden, um den sicheren Betrieb des Gehstock Quadro zu gewährleisten.

### WARNUNGEN

Installieren oder verwenden Sie dieses Gerät **NICHT**, ohne zuerst diese Anweisungen gelesen und verstanden zu haben.

**Untersuchen** Sie die Gummispitze auf Verschleiß und Risse. Ersetzen Sie die Gummispitze sofort, wenn einer dieser Zustände vorliegt.

Eine Person mit einem Gewicht von bis zu 113 kg kann den Gehstock - Quadro als Gehhilfe verwenden. Gehstöcke sollen Unterstützung, erhöhte Stabilität und Hilfestellung bieten. Die Stöcke sind **NICHT** dazu bestimmt, das gesamte Gewicht einer Person zu tragen.

Stellen Sie sicher, dass der Druckknopf vollständig aus dem Einstelloch des Gehstocks herausragt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Stock sicher an Ort und Stelle arretiert wird.

Stellen Sie vor der Verwendung des Gehstocks sicher, dass er **sicher eingerastet** ist, da es sonst zu einem Sturz kommen kann, der zu Verletzungen und/oder Schäden am Gehstock führen kann.

### 1. EINSTELLEN

- Lösen Sie den Verriegelungsknopf.
- Drücken Sie den Druckknopf und ziehen Sie den Griff bis zum Druckknopf rastet in das nächste Höhenverstellloch des Gehstocks ein. **HINWEIS:** Beim Schließen des Druckknopfes ist ein hörbares „KLICKEN“ zu hören sicher durch das Einstelloch ragt.
- Wenn der Stockgriff fest in der gewünschten Höhe positioniert ist und der Druckknopf ragt durch das Höheneinstelloch hervor. Drehen Sie den Verriegelungsknopf im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern.

### 2. RICHTIGE STOCKHÖHE

Stellen Sie für eine bequemere Passform sicher, dass die Schuhhöhe dem am häufigsten getragenen Schuhstil entspricht, wenn Sie den Gehstock verwenden.

- Stehen Sie möglichst gerade auf einer festen, ebenen Fläche, und lassen Sie Ihren Arm ganz natürlich an Ihrer Seite herunterhängen.
- Stellen Sie den Gehstock so ein, dass die Oberseite des Griffs den berührt Innenseite des Handgelenks, wo es auf die Handfläche trifft.

### 3. WARTUNG & PFLEGE

- Stellen Sie sicher, dass sich der Druckknopf löst und wieder richtig einrastet.
- Stockspitzen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen.
- Ersetzen Sie sofort defekte, beschädigte oder abgenutzte Teile.

Gewichtskapazität 113 KG

**Wenden Sie sich immer an Ihren Arzt oder Therapeuten, um die richtige Einstellung und Verwendung zu bestimmen.**

Weitere Sprachen und Produktinformationen finden Sie unter [www.vitality.com](http://www.vitality.com)



**CE** Ausgabedatum: 23-09-2022  
Version: 1.0

**CE** Ausgabedatum: 23-09-2022  
Version: 1.0

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, The Netherlands

Do you have any questions?  
Call us +31 (0) 13 544 61 24  
You can reach us on weekdays  
from 8:30 until 17:00 (GMT + 1)

For more information,  
visit [vitality.com](http://vitality.com)

Made in Taiwan

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, Niederlande

Haben Sie Fragen?  
Rufen Sie uns an unter  
+31 (0) 13 544 61 24  
Sie erreichen uns unter der Woche  
von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr (UTC+1)

Weitere Informationen finden  
Sie auf [vitality.com](http://vitality.com)

Hergestellt in Taiwan

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, Pays-Bas

Vous avez des questions?  
Appelez-nous au  
+31 (0) 13 544 61 24  
Nous sommes joignables tous les jours  
ouvrables de 8 h 30 à 17 h 00 (GMT + 1)

Pour de plus amples informations,  
consultez [vitality.com](http://vitality.com)

Fabriqué en Taiwan

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, Países Bajos

¿Tiene alguna pregunta?  
Llámenos al número de  
teléfono +31 (0) 13 544 61 24  
Puede contactarnos en días  
laborables de 8:30 a 17:00 (GMT + 1)

Para obtener más información,  
visite [vitality.com](http://vitality.com)

Fabricado en Taiwan

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, Paesi Bassi

Hai delle domande?  
Chiamaci +31 (0) 13 544 61 24  
Puoi contattarci nei giorni feriali  
dalle 8:30 alle 17:00 (GMT + 1)

Per ulteriori informazioni,  
visita [vitality.com](http://vitality.com)

Prodotto in Taiwan

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, Nederland

Heeft u nog vragen?  
Bel ons +31 (0) 13 544 61 24  
U kunt ons bereiken op werkdagen  
van 8:30 tot 17:00 (GMT + 1)

Ga naar [vitality.com](http://vitality.com) voor meer  
informatie

Gemaakt in Taiwan

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, The Netherlands

Do you have any questions?  
Call us +31 (0) 13 544 61 24  
You can reach us on weekdays  
from 8:30 until 17:00 (GMT + 1)

For more information,  
visit [vitality.com](http://vitality.com)

Made in Taiwan

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, Niederlande

Haben Sie Fragen?  
Rufen Sie uns an unter  
+31 (0) 13 544 61 24  
Sie erreichen uns unter der Woche  
von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr (UTC+1)

Weitere Informationen finden  
Sie auf [vitality.com](http://vitality.com)

Hergestellt in Taiwan

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, Pays-Bas

Vous avez des questions?  
Appelez-nous au  
+31 (0) 13 544 61 24  
Nous sommes joignables tous les jours  
ouvrables de 8 h 30 à 17 h 00 (GMT + 1)

Pour de plus amples informations,  
consultez [vitality.com](http://vitality.com)

Fabriqué en Taiwan

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, Países Bajos

¿Tiene alguna pregunta?  
Llámenos al número de  
teléfono +31 (0) 13 544 61 24  
Puede contactarnos en días  
laborables de 8:30 a 17:00 (GMT + 1)

Para obtener más información,  
visita [vitality.com](http://vitality.com)

Fabricado en Taiwan

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, Paesi Bassi

Hai delle domande?  
Chiamaci +31 (0) 13 544 61 24  
Puoi contattarci nei giorni feriali  
dalle 8:30 alle 17:00 (GMT + 1)

Per ulteriori informazioni,  
visita [vitality.com](http://vitality.com)

Prodotto in Taiwan

MIXED.Industries B.V.  
Lovense Kanaaldijk 45-4,  
5013 BJ Tilburg, Nederland

Heeft u nog vragen?  
Bel ons +31 (0) 13 544 61 24  
U kunt ons bereiken op werkdagen  
van 8:30 tot 17:00 (GMT + 1)

Ga naar [vitality.com](http://vitality.com) voor meer  
informatie

Gemaakt in Taiwan